

货物验收报告

需方（采购人全称）		郑州市残疾人康复就业服务中心				
供方（中标人全称）		河南无障碍科技有限公司				
项目号		郑财磋商采购-2026-44号				
项目名称		郑州市残疾人康复就业服务中心2026年郑州市残疾人康复托养机构设备补助项目				
货物名称、规格型号、参数及数量						
序号	名称	品牌/规格/型号	技术参数(详细配置)	单位	数量	备注
1	数字化跑台	虹扬 WAON10HY	一、技术参数描述： 1. 系统功能：2种状态分析（不限于动态步态分析、静态姿势分析）；内置5大板块（分别用户选择、步态分析、步态训练、姿势分析、虚拟情景板块）； 2. 数据采集：实时记录步态、关节角度、三维重心数据；双目摄像头（视角0-120°）捕捉姿态，可实时分析患者双侧足底压力检测并进行反馈； 3. 训练参数描述： 3.1 跑带方向：正/反转切换； 3.2 速度：正转0.1~8Km/h、反转0.1~2Km/h，步幅0.1Km/h，误差±5%； 3.3 坡度：0~15档，最大5°，误差±0.5°； 3.4 时长/距离：可设置1~99min（分度1min）、可设置20~1800m（间距20m）。 4. 步态分析描述： 4.1 步态数据：10种；分别为大步长、小步长、步宽、步高、步频、支撑期时间、摆动期时间、摆动期速度、双足着地时间、负重分析 4.2 关节活动度：18种躯干关节方向；涵盖脊柱前屈后伸、脊柱左倾右倾、肩关节水平左倾右倾、骨盆水平左倾右倾、左髋关节屈伸、右髋关节屈伸、左髋关节外展、右髋关节	台	1	/

		外展、左膝关节屈伸、右膝关节屈伸等 4.3 三维重心：6种浮动数据；分别支持重心前/后浮动、左/右浮动、上/下浮动的数据记录与分析 4.4 测试模式：时间、距离、预设处方可选； 4.5 运动强度：分析卡路里、代谢当量；支持运动强度分析，数据涵盖卡路里、代谢当量、运动强度数据 4.6 报告：自动生成39项以上涵盖步态、姿势、重心、运动强度数据数据报告，支持保存打印。 5. 姿势分析：记录13组站立关节数据并分析； 6. 数据对比：支持两组步态数据对比。 二、物理参数描述： 1. 规格尺寸：长宽2640mm×940mm； 2. 最大承重150kg； 3. 噪音：整机运行噪音60dB； 4. 安全保护：配备过载、漏电保护；双侧急停开关+安全绳双重防护； 5. 扶手：双侧电动升降（1105~1255mm，适配不同身高），带双侧实体调节按钮； 6. 显示系统：双屏设计—前方43寸大屏，显示各种训练数据和情景互动场景；侧方15寸多点触摸屏，主要用来系统控制与处方设定。			
2	本体感觉训练系统	渡康 DK-PHY 一、技术参数描述： 1. 训练部位：手位、坐位、直立位； 2. 测试范围：手位：1~20kg；坐位：5~150kg；直立位：5~150kg； 3. 四种游戏训练：急速狂飙、太空大战、疯狂小球、水果大挪移； 4. 三种平衡训练档次：简单、中等、困难； 5. 多种平衡训练方向：前、后平衡训练，左、右平衡训练等。 二、物理参数描述： 1. 显示器尺寸：43寸； 2. 检测区尺寸：120cm×70cm×110cm； 3. 功率：150VA； 4. I5及以上处理器，8G内存、256G硬盘。	台	1	/

3	肌力测试仪	人来康复 RL-PG-09	1. 适用范围描述：适用于肌肉功能受损的患者的肌力测试； 2. 显示屏：配备1.54英寸OLED显示屏，清晰直观，便于实时读取测试数据； 3. 测试压头：配备3种压头，包括指压头、平面压头和长弧面压头等，满足不同部位肌力测试需求； 4. 测试方式：采用抵抗测试方式，精准测量肌肉收缩力量； 5. 测量范围：0~50KG / 0~490N / 0~110LBS，覆盖广泛力量区间，适应多种测试场景； 6. 测量精度：高精度设计，精度为±1%FS或±0.1KG，确保在不同测量范围内均能提供稳定且可靠的精度保障； 7. 软件系统：具备完善的软件功能，支持峰值力显示、力变化曲线绘制、测试数据记录与存储。同时，用户可根据需求预设测试时间，并灵活切换阈值设置，满足多样化测试与分析需求； 8. 电池容量：内置1500mAh大容量电池，提供长时间的测试续航能力。	台	1	/
4	关节活动度测试仪	人来康复 RL-PG-10	1. 适用范围描述：适用于关节活动功能受损的患者的关节活动度测试； 2. 配备1.54英寸OLED显示屏，清晰直观，便于实时读取测试数据； 3. 采用先进的角度测试方式，精准测量关节活动度，测量范围覆盖0~180°，满足不同关节的测试需求； 4. 采用高精度设计，测量精度达到1%FS 或1°，确保测试结果的准确性； 5. 测量分辨率为1°，提供精细的角度测量数据； 6. 配备智能软件系统：实时显示最大角度，方便用户了解关节活动极限；支持测试数据记录，便于后续分析和跟踪康复进展； 7. 电池容量：内置1500mAh大容量电池，提供长时间的测试续航能力。	台	1	/
5	激光对线训练仪	科迈捷康 KB-ST-012	1. 设备的调节装置满足快拆功能，包含2个接受腔充气固定装置、12个假肢膝关节的固定钻头、可调节的脚踏板、膝关节加紧装置、设备集成测量刻度(包含毫米尺、角度	台	1	/

		计)等; 2. 带3个激光器的安装架, 激光器可在3个方向上进行调节 • 接受腔充气固定装置的直径尺寸范围: 80-95mm, 脚踏板满足4个方向上的调节, 后跟高度单独可调; 3. 后跟上下调节范围: 50mm; 4. 脚踏板前后调节范围: 900mm, 旋转调节范围: 30° ; 5. 脚踏板可调支架上下调节范围: 300mm; 6. 膝关节可调支架上下调节范围: 500mm; 7. 假肢膝关节固定夹具左右调节范围: 250mm; 8. 假肢接受腔可调支架上下调节范围: 500mm; 9. 材料: 铝合金。			
验收项目	1	货物参数与招标参数是否一致	一致 ☒ 不一致 ☐		
	2	货物规格型号是否与投标文件一致	一致 ☒ 不一致 ☐		
	3	货物数量与招标数量是否一致	一致 ☒ 不一致 ☐		
	4	货物表面是否有破损	无破损 ☒ 有破损 ☐		
	5	货物是否能正常使用	能正常使用 ☒ 不能正常使用 ☐		
验收结果		合格			
验收人签字		周子华 毕建平 付杰慧 2026年8月6日		单位盖章 	